


# クロマチン免疫沈降 (ChIP) 実施例



A社: Protein A+G Magnetic beads (3 $\mu$ m) , 10  $\mu$ L  
FG: FG beads<sup>®</sup> Protein A beads 5  $\mu$ L + : FG beads<sup>®</sup> Protein G beads 5  $\mu$ L  
Antibody: EMD MILLIPORE Anti-acetyl-Histone H4 (Lys16) Antibody 2  $\mu$ g

**A社の磁性ビーズ、FG beads<sup>®</sup>を比較した結果、FG beads<sup>®</sup>の方が約2倍DNAの回収量が多い結果となりました。**